

A-7b. Scellement cavitaire et traitement de surfaces exposées de la racine

Appliquer une fine couche de résine composite (par exemple, CLEARFIL MAJESTY ES Flow) sur la dent et photopolymériser selon les recommandations du fabricant. Retirer la résine non polymérisée à l'aide d'un tampon de coton imprégné d'alcool.

A-7c. Traitement de l'hypersensibilité dentaire

Ôter la couche non polymérisée de BOND à l'aide d'une boulette de coton ou de gaze imbibée d'alcool.

B. Procédure standard II

[5] Restauration intraorale de prothèses facturées

B-1. Préparation de surfaces d'adhérent

Rendre les surfaces d'adhérent rugueuses à l'aide d'une pointe diamantée et placer un biseau au niveau de la zone marginale.

B-2. Traitement à l'acide phosphorique de surfaces d'adhérent

Appliquer un acide phosphorique (par exemple, K-ETCHANT GEL) sur la surface d'adhérent (y compris sur l'émail, le cas échéant). Laisser poser 5 secondes, puis rincer et sécher.

B-3. Surface en métal précieux

Si un métal précieux est utilisé, appliquer un apprêt pour métal (par exemple, ALLOY PRIMER) conformément aux recommandations du fabricant.

B-4. Traitement au silane

1. Verser une goutte de PRIMER et de CLEARFIL PORCELAIN BOND ACTIVATOR dans la plaque de mélange et mélanger. [REMARQUE]

Il faut mélanger le PRIMER et le CLEARFIL PORCELAIN BOND ACTIVATOR juste avant de les appliquer.

[AVERTISSEMENT]

Utiliser la plaque protectrice contre la lumière pour éviter d'exposer le matériau à la lumière de la lampe d'opération ou à la lumière naturelle et utiliser dans les 3 minutes une fois versé.

2. Appliquer le mélange sur la surface d'adhérence à l'aide d'une brosse applicatrice.

3. Laissez le mélange agir 5 secondes. Assurez-vous que de la salive ou de l'exsudat ne viennent pas contaminer la surface traitée. Si la surface d'adhérent s'étend sur la dent, laisser le mélange en place pendant 20 secondes.

4. Sécher l'intégralité des parois de la cavité correctement à l'aide d'un jet d'air frais pendant plus de 5 secondes jusqu'à ce que le mélange ne bouge plus. Utiliser un aspirateur pour éviter que le liquide ne se répande. [AVERTISSEMENT]

Ne pas rincer la surface traitée.

B-5. Application du liant

Appliquer le BOND sur l'intégralité de la surface d'adhérent et photopolymériser. Consulter la section A-6.

B-6. Application de la résine composite restauratrice

Appliquer une résine composite (par exemple, CLEARFIL MAJESTY ES-2) dans la cavité, photopolymériser, procéder à la finition et au polissage conformément aux recommandations du fabricant.

[REMARQUE]

Utiliser une résine opaque (par exemple, CLEARFIL ST OPAQUER) pour masquer la couleur du métal.

C. Procédure standard III

[6] Scellement par collage de tenons à l'aide d'une résine composite à prise duale ou chémpopolymérisable

C-1. Isolation et contrôle de l'humidité

Pour obtenir les meilleurs résultats possibles, éviter que la surface à traiter soit contaminée par de la salive ou de l'exsudat. Il est conseillé de poser une digue en caoutchouc pour maintenir la dent propre et sèche.

C-2. Préparation du canal radiculaire

Préparer et nettoyer l'ouverture du canal radiculaire comme d'habitude.

C-3. Préparation du tenon

Pour les tenons en fibre de verre

1. Traitement à l'acide phosphorique Appliquer un acide phosphorique (par exemple, K-ETCHANT GEL) sur la surface du tenon. Laisser poser 5 secondes, puis rincer et sécher.

2. Traitement de la surface du tenon Appliquer le mélange de PRIMER et de CLEARFIL PORCELAIN BOND ACTIVATOR. Consulter la section B-4. [AVERTISSEMENT]

* Ne pas rendre les tenons en fibre de verre rugueux avec de la poudre d'aluminium, vous risquez de les endommager.

* Lors du traitement préalable jusqu'à la reconstitution du moignon définitive, il est primordial d'éviter toute contamination des surfaces à traiter.

Pour les tenons en métal

1. Préparation de la surface

Rendre la surface du tenon aussi rugueuse que nécessaire, conformément aux consignes du fabricant.

2. Traitement de la surface Appliquer le PRIMER sur la surface du tenon et laisser poser 5 secondes. Puis sécher toute la surface du tenon soigneusement à l'aide d'un jet d'air frais pendant plus de 5 secondes jusqu'à ce que le liquide ne bouge plus.

4-1. Application de PRIMER

1. Déposer la quantité nécessaire de PRIMER dans le plateau distributeur juste avant application. [AVERTISSEMENT]

Utiliser la plaque protectrice contre la lumière pour éviter d'exposer le matériau à la lumière de la lampe d'opération ou à la lumière naturelle et utiliser dans les 3 minutes une fois versé.

2. Appliquer le PRIMER sur l'intégralité des parois de la cavité à l'aide d'une brosse applicatrice. Laisser poser 20 secondes. Prendre soin de ne pas mettre de salive ou d'exsudat en contact avec les surfaces traitées.

3. Sécher l'intégralité des parois de la cavité correctement à l'aide d'un jet d'air frais pendant plus de 5 secondes jusqu'à ce que le PRIMER ne bouge plus. Utilisez un aspirateur pour éviter que le PRIMER ne se répande. [AVERTISSEMENT]

* Ne pas rincer après application du PRIMER.

* Retirer l'excès de PRIMER à l'aide d'une pointe de papier insérée dans le canal radiculaire pendant le séchage à l'air. Une fois l'excès de PRIMER retiré, si nécessaire sécher à nouveau la surface d'adhérent.

C-5. Application de BOND

1. Verser une goutte de BOND et de CLEARFIL DC Activator sur la plaque de mélange et bien mélanger. [AVERTISSEMENT]

Utiliser le couvercle empêchant le passage de la lumière pour éviter d'exposer le matériau à la lumière de la lampe de travail ou à la lumière naturelle et utiliser dans les 90 secondes une fois versé.

2. Appliquer le mélange sur l'intégralité des parois de la cavité à l'aide de la brosse applicatrice. Prendre soin de ne pas mettre de salive ou d'exsudat en contact avec les surfaces traitées.

3. Sécher toute la surface d'adhérence soigneusement à l'aide d'un jet d'air frais pendant plus de 5 secondes jusqu'à ce que l'adhésif ne bouge plus. Utiliser un aspirateur pour éviter que le liquide adhère ne se répande. Retirer l'excès de mélange à l'aide d'un cône en papier. Une fois l'excès de mélange retiré, si nécessaire sécher à nouveau la surface d'adhérence. [REMARQUE]

Pour sécher soigneusement la surface, régler la pression de l'air en fonction de la taille et de la forme de la surface d'adhérence.

4. Photopolymériser le BOND à l'aide d'une lampe de polymérisation dentaire (voir tableau « lampe de polymérisation dentaire et temps de polymérisation » de la section A-6).

[REMARQUE]

La photopolymérisation du mélange garantit des résultats optimaux.

C-6. Scellement du tenon

Placer le tenon et le sceller à l'aide d'un composite résineux conformément aux recommandations du fabricant.

D. Procédure standard IV

[7] Reconstitutions de moignons à l'aide d'un matériau de reconstitution photopolymérisable, à prise duale ou chémpopolymérisable

D-1. Contrôle de l'humidité et préparation du canal radiculaire

Consulter les sections C-1 et C-2.

D-2. Scellement du tenon

Placer le tenon à l'aide d'un matériau d'obturation conformément aux recommandations du fabricant.

D-3. Application de PRIMER et de BOND

Lors de l'utilisation avec un matériau de reconstitution photopolymérisable ou CLEARFIL DC CORE PLUS

Consulter les sections de A-5 à A-6.

Lors de l'utilisation avec un autre matériau de reconstitution à prise duale ou chémpopolymérisable

Utiliser avec CLEARFIL DC Activator. Consulter les sections de C-4 à C-5.

D-4. Reconstitution de moignons

Effectuer la reconstitution du moignon à l'aide d'un matériau (par exemple, CLEARFIL PHOTO CORE, CLEARFIL DC CORE PLUS) conformément aux consignes du fabricant.

E. Procédure standard V

[8] Scellement d'inlays, d'onlays, de couronnes, de bridges et de facettes à l'aide d'un ciment composite résine

E-1. Conditionnement des surfaces de la cavité et du moignon (dent, métal, composite)

(1) Retirer le matériau de scellement temporaire ainsi que le ciment temporaire de la façon habituelle, nettoyer la cavité et contrôler l'humidité.

(2) Essayer de positionner la restauration prothétique pour vérifier l'ajustement de la restauration à la cavité ou au moignon. Lors de l'utilisation d'une try-in pâte pour vérifier la couleur, suivre les consignes du fabricant.

E-2. Préparation de la surface de la prothèse

Respecter les recommandations du matériau de la restauration. Sauf indications spécifiques, veuillez suivre les recommandations suivantes :

Pour la céramique à base de silice (par exemple, céramique traditionnelle, lithium disilicate)

1. Mordançer les surfaces en vitrocéramique avec un acide fluorhydrique conformément aux consignes du fabricant ou appliquer de l'acide phosphorique (par exemple, K-ETCHANT GEL), laisser poser 5 secondes puis rincer et sécher.

2. Traitement au silane

Appliquer un mélange de PRIMER et de CLEARFIL PORCELAIN BOND ACTIVATOR. Consulter la section B-4.

Pour les oxydes métalliques (par exemple, zircone) ou les métaux

1. Poncer la surface d'adhérent par sablage avec de la poudre d'aluminium de 30 à 50 µm à une pression d'air de 0,1-0,4 MPa (14-58 PSI). La pression d'air devr être ajustée correctement pour convenir au matériau étou à la forme de la restauration prothétique et précautionneusement pour éviter d'ébrécher la restauration. Après sablage, nettoyer la restauration prothétique aux ultrasons pendant 2 minutes, puis la sécher par un flux d'air.

2. Appliquer le PRIMER sur la surface d'adhérent et laisser poser 5 secondes.

3. Sécher toute la surface soigneusement à l'aide d'un jet d'air frais pendant plus de 5 secondes jusqu'à ce que le liquide ne bouge plus. [REMARQUE]

Si un métal précieux est utilisé, utiliser un apprêt pour métal (par exemple, ALLOY PRIMER) conformément aux recommandations du fabricant.

Pour les composites résineux

1. Sabler la surface d'adhérent pour la rendre rugueuse. Consulter la section E-2 « Pour les oxydes métalliques ».

2. Appliquer de l'acide phosphorique (par exemple, K-ETCHANT GEL), laisser poser 5 secondes, puis rincer et sécher.

3. Appliquer un mélange de PRIMER et de CLEARFIL PORCELAIN BOND ACTIVATOR. Consulter la section B-4. [AVERTISSEMENT]

Lors du traitement préalable jusqu'au scellement/collage définitif, il est primordial d'éviter toute contamination des surfaces à traiter.

E-3. Mordançage à l'acide de l'émail

Si une surface d'adhérent présente de l'émail non altéré, appliquer un gel de mordançage à base d'acide phosphorique (par exemple, K-ETCHANT GEL) sur l'émail non altéré, laisser agir 10 secondes, puis rincer et sécher. Si vous préférez un mordançage à l'acide sur l'émail altéré, il n'est pas nécessaire d'appliquer de l'acide phosphorique sur l'émail altéré, comme indiqué ci-dessus.

[AVERTISSEMENT]

Lors du scellement des bridges adhérents collés ou facettes, appliquer de l'acide phosphorique (par exemple, K-ETCHANT GEL) sur la surface émailée.

E-4. Prétraitement d'un dent pillar

Appliquer le PRIMER sur la surface d'adhérent. Consulter la section C-4.

E-5. Collage sur un dent pillar

Mélanger une goutte de BOND et de CLEARFIL DC Activator, puis appliquer sur la surface d'adhérence. Consulter la section C-5.

E-6. Scellement

Sceller la prothèse à l'aide d'un ciment résineux (par exemple, CLEARFIL ESTHETIC CEMENT EX Paste) conformément aux recommandations du fabricant.

[AVERTISSEMENT]

La loi fédérale (U.S.A.) limite ce dispositif à la vente par ou sur l'ordonnance de chirurgiens dentistes agréés.

[GARANTIE]

Kuraray Noritake Dental Inc. s'engage à remplacer tout produit défectueux. Kuraray Noritake Dental Inc. décline toute responsabilité en cas de pertes ou dommages directs ou indirects, ou inhabituels, découlant de l'utilisation du produit ou d'une utilisation inappropriée. Avant utilisation, l'utilisateur s'engage à vérifier que les produits sont bien appropriés à l'usage qu'il compte en faire et l'utilisateur endosse tous risques et responsabilités associés.

[REMARQUE]

«CLEARFIL», «CLEARFIL MAJESTY», «CLEARFIL ST», «CLEARFIL DC CORE PLUS» et «CLEARFIL PHOTO CORE» sont des marques de KURARAY CO., LTD.

Fabriqué par

Kuraray Noritake Dental Inc.

1621 Sakazu, Kurashiki, Okayama 710-0801, Japan

Distribué par

KURARAY AMERICA, INC.

33 Maiden Lane, 6th Floor, New York, NY 10038

Tel.(800)879-1676 Fax.(888)700-5200

ESPAÑOL MODO DE EMPLEO

I. INTRODUCCIÓN

El «CLEARFIL SE BOND 2» es un agente adhesivo de dos componentes, fotopolimerizable y autograbante, para uso universal en restauraciones tanto directas como indirectas. El PRIMER permite el tratamiento simultáneo de la dentina y del esmalte usando un solo líquido. El producto se activa por un doble mecanismo de fraguado, cuando el BOND se mezcla con el CLEARFIL DC Activator. Esto permite usarlo con materiales composite para empastes, con cementos o con materiales para restauración de muñones de polimerización dual o autopolimerizables.

II. INDICACIONES

«CLEARFIL SE BOND 2» está indicado para los siguientes usos:

- 1) Restauraciones directas usando resina compuesta fotopolimerizable
- 2) Sellado de cavidades como pre-tratamiento para restauraciones indirectas
- 3) Tratamiento de superficies radiculares expuestas
- 4) Tratamiento de dientes hipersensibles
- 5) Reparación intraoral de restauraciones fracturadas
- 6) Cementación de postes usando una resina de composite de polimerización dual o autopolimerizable
- 7) Reconstrucciones de muñones usando un material para muñones de fraguado auto, foto o dual
- 8) Cementado de inlays, onlays, coronas, puentes y carillas utilizando un cemento de resina composite

III. CONTRAINDICACIONES

Pacientes con un historial de hipersensibilidad a los monómeros de metacrilato

IV. POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS

La membrana mucosa bucal puede volverse blanquecina al entrar en contacto con el producto debido a la coagulación de proteínas. Se trata de una incidencia temporal que por lo general desaparece en unos días. Instruya a los pacientes para que eviten irritar el área afectada durante el cepillado.

V. INCOMPATIBILIDADES

[1] No utilice materiales que contengan eugenol para proteger la pulpa o para la obturación provisional, porque el eugenol puede retrasar el proceso de polimerización.

[2] No utilice agentes hemostáticos que contengan compuestos férricos, dado que estos materiales impedirán la adhesión y podrían provocar una decoloración en el margen de los dientes o alrededor de la encía, debido a los iones férricos que pueden quedar.

[3] Cuando use hemostáticos que contengan cloruro de aluminio, minimize la cantidad que se utiliza; procure evitar el contacto con la superficie adherente. No hacerlo puede debilitar la unión a la estructura del diente.

VI. PRECAUCIONES

1. Precauciones de seguridad

[1] Este producto contiene sustancias que pueden originar reacciones alérgicas. Evite el uso del producto en pacientes con alergias conocidas a los monómeros de metacrilato o a cualesquiera de los demás componentes.

2. Si el paciente presenta alguna reacción de hipersensibilidad, tal como erupción, ecema, inflamación, úlcera, hinchazón, picor o entumecimiento, interrumpir el uso del producto y consultar a un médico.

3. Sea precavido impidiendo que el producto entre en contacto con la piel o penetre en los ojos. Antes de utilizar el producto, cubrir los ojos del paciente con una toalla para protegerlos en el caso de salpicaduras del material.

4. Adoptar las siguientes medidas si el producto entra en contacto con los tejidos humanos:

<Si el producto entra en los ojos>
Enjuagar inmediatamente los ojos con abundante agua y consultar a un médico.

<Si el producto entra en contacto con la piel o con la mucosa oral->
Limpie con una compresa de algodón o gasa humedecida en alcohol y enjuague de inmediato con abundante agua.

5. Evite que el paciente ingiera accidentalmente el producto.

6. Mientras dure la fotopolimerización, evite mirar directamente a la luz de polimerización.

7. Evite usar el mismo producto ya dispensado en una loseta de mezcla y el mismo pincel aplicador en distintos pacientes para evitar una contaminación cruzada. El pincel aplicador es de un único uso. Deseche el pincel aplicador después de cada uso.

8. Póngase guantes o tome las medidas de protección adecuadas para evitar la aparición de hipersensibilidad que puede resultar del contacto con los monómeros de metacrilato o a cualquier otro componente.

2. Precauciones de uso y manipulación

[CLEARFIL SE BOND 2]

1. No debe utilizarse el producto para ningún fin distinto de los especificados en (II,INDICACIONES).

2. El uso de este producto está limitado a los profesionales dentales autorizados.

3. Utilice un agente obturador de la pulpa en una cavidad cercana a la pulpa o en el caso de una exposición accidental de la pulpa.

4. Para evitar una manipulación y rendimiento deficientes, tenga en cuenta los tiempos de fotopolimerización especificados y otros requisitos de manipulación.

5. Limpie la cavidad lo suficiente como para prevenir una mala unión. Si la superficie adherente está contaminada con saliva o sangre, lávela a fondo y séquela antes de proceder a la unión.

6. Utilice la placa opaca para evitar la exposición del material a la luz de trabajo o natural y utilícela dentro de los 3 minutos tras la dosificación. El PRIMER y BOND gelificarán si se dejan bajo la luz de trabajo o la luz natural (luz solar a través de la ventana).

7. El PRIMER se aplica a la superficie adherente y debe dejarse durante 20 segundos. Aparte la luz de polimerización de la boca, o apáguela, para evitar que el PRIMER y BOND aplicados queden expuestos a la luz de trabajo (el BOND puede gelificar si se deja bajo la luz).

8. Seque suficientemente con aire suave durante 20 segundos después del tratamiento con el PRIMER.

9. No enjuague después de aplicar el PRIMER.

10. No utilice BOND en combinación con otro agente adhesivo excepto CLEARFIL DC Activator.

11. No use la mezcla de PRIMER conjuntamente con otros agentes adhesivos ni con otros agentes de acoplamiento a base de silano excepto CLEARFIL PORCELAIN BOND ACTIVATOR.

12. Cuando se emplee con CLEARFIL DC Activator, utilice la placa de bloqueo de la luz para evitar la exposición del material a la luz de trabajo o natural y utilícelo dentro de los 90 segundos siguientes a la dosificación.

13. CLEARFIL DC Activator contiene etanol. Seque suficientemente toda la superficie adherente soplando suavemente aire durante 5 segundos como mínimo hasta que la mezcla no se mueva. Ajuste la presión del aire según la forma y tamaño de la cavidad y de la prótesis. Use un aspirador para evitar salpicaduras del líquido de unión.

14. Si la superficie tratada está contaminada, lávela con agua, seque o limpie con alcohol y vuelva a tratar de nuevo con el producto.

[Unidad de curado con luz de uso dental]

1. Una baja intensidad de luz provoca una mala adhesión. Comprobar la vida útil de la lámpara y la presencia de contaminación en la punta guía de la luz de curado dental. Se recomienda controlar la intensidad de luz de la lámpara de polimerización con la periodicidad apropiada sirviéndose de un comprobador de luz adecuado.

2. La punta de emisión de la lámpara de polimerización debe mantenerse lo más próxima y vertical posible con respecto a la superficie de la resina. Si se va a curar con luz una superficie de resina grande, se recomienda dividir la zona en varias secciones y curar con luz cada sección por separado.

[Caja exterior]

1. No sujete la palanca de empuje cuando quite la tapa.

2. Cuando prepare PRIMER o BOND, sujete la caja exterior en posición vertical mirando hacia abajo.

3. No guarde la caja exterior boca abajo.

3. Precauciones de almacenamiento

1. El producto deberá ser utilizado antes de la fecha de caducidad indicada en el envase.

2. El producto debe estar refrigerado (2-8 °C/ 36-46 °F) mientras no se use y se deberá poner a temperatura ambiente durante 15 minutos antes de utilizarlo. Antes de sacarlo de la nevera, se deberá dejar el producto en reposo hasta que alcance la temperatura ambiente.

3. El envase debe ser tapado inmediatamente después de su uso.

4. Manténgalo lejos del calor extremo, luz solar directa y llamas.

5. El producto debe ser almacenado en lugares adecuados a los que sólo tengan acceso los profesionales dentales.

VII. COMPONENTES

Por favor, vea el exterior del envase para conocer el contenido y la cantidad.

1) PRIMER

Ingredientes principales:

- Fostato biácido metacrilolioxidécilo 10
- Diglicidimetacrilato A bisfenol
- Metacrilato de 2-hidroxietilo
- Dimetacrilato alifático hidrófilo
- Alcanforquinona di
- Agua

2) BOND

Ingredientes principales:

- Fostato biácido metacrilolioxidécilo 10
- Diglicidimetacrilato A bisfenol
- Metacrilato de 2-hidroxietilo
- Dimetacrilato alifático hidrófobico
- Alcanforquinona di
- Iniciadores
- Aceleradores
- Silicio coloidal silanado

3) Accesorios

- Applicator brush (fine «silver») (Pincel aplicador (plata fina))
- Mixing dish (Disco de mezcla)
- Light blocking plate (Placa de bloqueo de la luz)
- Outer case (Caja exterior)

VIII. PROCEDIMIENTOS CLÍNICOS

A. Procedimiento estándar I

[1] Restauraciones directas usando resina compuesta fotopolimerizable

[2] Sellado de cavidades como pre-tratamiento para restauraciones indirectas

[3] Tratamiento de superficies radiculares expuestas

[4] Tratamiento de dientes hipersensibles

A-1. Aislamiento y control de la humedad

Para obtener unos resultados óptimos evite la contaminación con saliva o sangre del área sometida a tratamiento. Se recomienda usar un dique de goma para mantener el diente limpio y seco.

A-2. Preparación de las cavidades

Retire la dentina infectada y prepare la cavidad de la forma habitual.

A-3. Protección pulpár

Cualquier punto de la pulpa, o cercano a ella, que quede expuesto podría curarse con un material de fraguado duro como el hidróxido cálcico. No es necesaria una base o revestimiento de cemento. No utilizar productos que contengan eugenol para la protección de la pulpa.

A-4. Grabado al ácido del esmalte

Si hay una superficie adherente que incluya esmalte en bruto, aplique un gel de grabado de ácido fosfórico (por ejemplo, K-ETCHANT GEL) al esmalte en bruto, espere 10 segundos, lávelo con agua y séquelo. Si se prefiere el grabado al ácido para cortar el esmalte, es opcional aplicar un gel de grabado de ácido fosfórico para cortar el esmalte de la misma forma que se ha descrito anteriormente.

A-5. Aplicación de PRIMER

1. Dispense la cantidad necesaria de PRIMER en una loseta de mezcla inmediatamente antes de la aplicación.

[PRECAUCIÓN]

Utilice la placa opaca para evitar la exposición del material a la luz de trabajo o natural y utilícela dentro de los 3 minutos tras la dosificación.

2. Anque PRIMER por toda la pared de la cavidad usando un pincel aplicador. Déjelo actuar durante 20 segundos. Tenga cuidado de que la saliva o los exudados del tejido no entren en contacto con las superficies tratadas.

3. Seque suficientemente toda la pared de la cavidad soplando suavemente aire durante 5 segundos como mínimo hasta que el PRIMER no se mueva. Use un aspirador para evitar salpicaduras del PRIMER.

[PRECAUCIÓN]

No enjuague después de aplicar el PRIMER.

A-6. Aplicación de BOND

1. Dispense la cantidad necesaria de BOND en un pocillo de la bandeja mezcladora inmediatamente antes de la aplicación.

[PRECAUCIÓN]

Utilice la placa opaca para evitar la exposición del material a la luz de trabajo o natural y utilícela dentro de los 3 minutos tras la dosificación.

2. Aplique BOND por toda la pared de la cavidad usando el pincel aplicador. Tenga cuidado de que la saliva o los exudados del tejido no entren en contacto con las superficies tratadas.

3. Confeccione una película adhesiva uniforme usando una corriente suave de aire.

4. Fotopolimerice el BOND con una unidad de polimerización de